

Absorber attachment instructions / Absorber Installationsanleitung

Handpiece clamping arm with 2 screw holes / Handstückhaltearm mit 2 Löchern

Step 1 / Schritt 1




Step 2 / Schritt 2



Absorber attachment instructions / Absorber Installationsanleitung

Handpiece clamping arm with 4 screw holes / Handstückhaltearm mit 4 Löchern



**Turn the handpiece holder upside down and attach the absorber with four screws
(screws are provided with the absorber)**

**Drehen Sie den Handstückhaltearm um und befestigen den Absorber mit vier Schrauben
(Schrauben liegen dem Absorber bei)**